

CARDIOVIT AT-102 G2

Sencillo, inteligente y de tecnología avanzada



SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT AT-102 G2

El ECG de nueva generación: CARDIOVIT AT-102 G2

- La mejor calidad de señal y los mejores algoritmos de diagnóstico para pacientes adultos y pediátricos
- Rápida comunicación Wi-Fi bidireccional con HIS/EMR
- Espirometría y ECG esfuerzo básico disponibles como opción



SpiroScout SP plus, para pruebas de espirometría con el CARDIOVIT AT-102 G2

TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD AVANZADAS

El CARDIOVIT AT-102 G2 incluye una pantalla en color de 8" con teclas de función táctiles. El teclado alfanumérico sellado garantiza su fácil limpieza, haciéndolo muy adecuado para la rutina clínica diaria. La tecnología Smart Battery garantiza más de 8 horas de registro de ECG.

La comunicación bidireccional permite acceder fácilmente a los datos y la transmisión rápida de todos los informes a los sistemas EMR/HIS en formato PDF, DICOM o HL7. La conectividad Wi-Fi y LAN estándar, junto con la revisión del ECG en pantalla y una gran memoria, permite trabajar sin papel y ahorrar costes. Pueden imprimirse copias personalizables en la impresora térmica A4 de alta resolución integrada.

GRAN EFICIENCIA PARA CUALQUIER FLUJO DE TRABAJO

La adquisición de ECG nunca ha sido más sencilla ni más rápida: puede introducir o descargar los datos del paciente a través de una lista de trabajo o PDQ, adquirir el ECG, grabar, imprimir y transmitir los datos en 20 segundos utilizando una única tecla de navegación.



EN 3 SENCILLOS PASOS

- 1: Introducción o descarga de los datos del paciente.
- 2: Comprobación de la calidad de la señal y realización del ECG.
- 3: Revisión del ECG antes de guardarlo, exportarlo o imprimirlo.

HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS DEL CARDIOVIT AT-102 G2

- ECG reposo con el programa de análisis de ECG de SCHILLER ETM así como ETM Sport, la interpretación automática para deportistas.
- Registro de ritmo reposo hasta 10 minutos
- Óptima calidad de señal en los ECG pediátricos.
- ECG esfuerzo básico (opcional) con una amplia selección de protocolos para tapices rodantes y ergómetros.
- El Culprit Coronary Artery Algorithm (CCAA, opcional) de SCHILLER localiza el lugar de la obstrucción en la arteria coronaria y el tamaño del área cardíaca en riesgo.



El CARDIOVIT AT-102 G2 también está disponible con un carro.

AÑADA ESPIROMETRÍA A SU CARDIOVIT AT-102 G2

Con SpiroScout SP plus, el CARDIOVIT AT-102 G2 también se convierte en un espirómetro. Gracias a la tecnología de ultrasonidos de GANSHORN, los registros de espirometría son muy precisos y el sensor no necesita mantenimiento ni calibración. Los ScoutTubes desechables garantizan la máxima higiene y seguridad del paciente. Los ScoutTubes are CO₂ neutros.

La opción de espirometría ofrece CVF, CVL y MVV con una amplia selección de normas de referencia, pruebas Pre y Post, así como interpretación de los resultados de CVF.

El dispositivo proporciona información sobre la calidad del procedimiento durante la prueba y después de cada intento.

Los resultados de la espirometría completa pueden imprimirse en papel térmico y también exportarse a los sistemas EMR/HIS.



Se incluye una pantalla de incentivo para pruebas con niños.



neutral
Climate-neutral product

01-20-162037
myclimate.org



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co.,Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125040 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Coatbridge, ML5 2DA
Phone +44 1619 072 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

La disponibilidad del dispositivo en un mercado determinado está sujeta a la autorización administrativa.

