

# CARDIOVIT AT-180

Efficienza, prestazione, cybersecurity

SCHILLER



001 | - |

Smith John | 19 years 0 months | Male



LP 150Hz

Patient


25 mm/s, 10 mm/mV



# CARDIOVIT AT-180

Rinomata tecnologia  
SCHILLER nell'elettrocardio-  
grafo di ultima generazione  
CARDIOVIT AT-180:

- Elevata efficienza in ogni luogo: acquisizione ECG con soli tre clic
- Cybersecurity
- Strumenti clinici avanzati



Crea un ECG a riposo di 10 secondi da una registrazione ritmo a riposo fino a 20 minuti mediante ECG Framer

## ELEVATA EFFICIENZA IN OGNI LUOGO

Dal pronto soccorso alla clinica cardiologica, l'efficienza e la qualità sono fattori essenziali. L'acquisizione di ECG non è mai stata così veloce: immettere o scaricare i dati del paziente con PDQ o lista di lavoro, acquisizione dell'ECG, stampa e trasmissione con soli tre clic.



### FACILI PASSI 1-2-3

1. Immettere o scaricare i dati paziente. Nessun errore con il codice a barre e la funzione PDQ.
2. Verificare la qualità del segnale e un eventuale inversione delle derivazioni prima dell'acquisizione.
3. Rivedere l'ECG, modificare le misurazioni e scrivere il referto prima di esportare o stampare.

**ECG FRAMER:** risparmiare tempo ed evitare di ripetere gli ECG. Lasciare che il paziente si rilassi e catturare un ECG o ECG multipli con la migliore qualità per osservare il paziente in un arco di tempo di 20 minuti. Misurazioni e interpretazione vengono generate automaticamente per tutti gli ECG. Le registrazioni di ECG continui a 12 derivazioni e tutti gli ECG acquisiti vengono memorizzati localmente e trasmessi al SEMA, il sistema di gestione dati di SCHILLER.

## CYBERSECURITY

La comunicazione bidirezionale con i sistemi EMR e HIS è disponibile per tutti i tipi di registrazione. L'integrità e la protezione dei dati sono supportate da funzionalità di sicurezza avanzate:

- Controllo dell'accesso configurabile con nome utente, password e privilegi per impedire l'accesso non autorizzato
- Protocolli Wi-Fi con autenticazione basata su certificato per garantire un accesso sicuro all'infrastruttura informatica dell'ospedale

- Dati criptati durante la trasmissione

## STRUMENTI CLINICI AVANZATI

**16-LEAD ECG:** l'analisi ECG a riposo a 16 derivazioni (utilizzando un cavo paziente a 14 fili) sfrutta gli elettrodi sulla parte destra del torace e della schiena per fornire risultati dettagliati sul dolore toracico di adulti.

**SAECG:** l'analisi di potenziali tardivi ventricolari nell'ECG individua i pazienti post-infarto miocardico predisposti a tachiaritmie ventricolari e possibile morte cardiaca improvvisa.

**VECTOR ECG:** visualizzazione tridimensionale dell'attività elettrica cardiaca e diagnosi completa delle pareti frontali e posteriori.

**ETM SPORT:** è il primo modulo di interpretazione ECG progettato per gli atleti in base ai più recenti Criteri di Seattle.

Assistente di collegamento con modello anatomico (funzione di rotazione e ingrandimento) e forme d'onda con codice colore

Touchscreen da 18,5" per la completa revisione dell'ECC


Stampante termica A4 ad alta risoluzione

Ruote scorrevoli e carrello solido con contenitore per conservare accessori

Rilevamento dell'inversione delle derivazioni prima dell'acquisizione dell'ECC

Nuova interfaccia utente intuitiva

Tastiera altamente igienica con un rivestimento resistente e intercambiabile che protegge da polvere, sporcizia e liquidi



## ECG DA SFORZO

Programma di esercizi da sforzo avanzato con svariate opzioni nella definizione del protocollo per ergometri e treadmill. Il referto personalizzato può essere stampato grazie alla stampante termica ad alta risoluzione. I dati Full Disclosure consentono di valutare e rianalizzare ogni battito e aritmia per una maggiore sicurezza clinica.







**Americas**  
SCHILLER Americas Inc.  
Doral, Florida 33172

**North America:**  
Phone +1 786 845 06 20  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com

**Latin America & Caribbean**  
Phone +1 305 591 11 21  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com



**France**  
SCHILLER Médical  
F-67160 Wissembourg  
Phone +33 3 88 63 36 00  
info@schiller.fr  
www.schiller.fr



**France (distribution France)**  
SCHILLER France S.A.S.  
F-77608 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
contact@schillerfrance.fr  
www.schiller-france.com



**Serbia**  
SCHILLER d.o.o.  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
SCHILLER d.o.o.  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Asia**  
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Germany**  
SCHILLER Medizintechnik GmbH  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81 0  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**Spain**  
SCHILLER ESPAÑA, S.A.  
ES-28232 Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Austria**  
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 70 99 0  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**India**  
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.  
Mumbai – 400 059, India  
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Switzerland**  
SCHILLER Schweiz AG  
CH-8912 Obfelden  
Phone +41 44 744 30 00  
sales@schiller-schweiz.ch  
www.schiller-schweiz.ch



**China**  
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology  
Co., Ltd.  
100102 Beijing, China  
Phone +86 10 84565453  
info@schillerchina.com  
www.schillermedical.cn



**Poland**  
SCHILLER Poland Sp. z o.o.  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Turkey**  
SCHILLER TÜRKIYE  
Okmeydani-Sisli – Istanbul  
Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
Fax +90 212 210 8684  
info@schiller.com.tr  
www.schiller-turkiye.com



**Croatia**  
SCHILLER d.o.o.  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
info@schiller.hr  
www.schiller.hr



**Russia & C.I.S.**  
AO SCHILLER.RU  
119049 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
mail@schiller.ru  
www.schiller.ru



**United Kingdom**  
SCHILLER UK Ltd.  
Anstruther, Fife KY10 3H  
Phone +44 16 190 72 565  
sales@schilleruk.com  
www.schilleruk.com

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo. Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati per la vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le ultime informazioni sulla disponibilità.

