

CARDIOVIT CS-104

Wysyłkowe EKG przyszłości w zintegrowanym systemie




SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT CS-104

Wszystko, czego potrzebujesz
w jednym systemie:

- Bezprzewodowa rejestracja EKG
- Opcjonalna spirometria ultradźwiękowa ze SpiroScout SP plus
- Zintegrowana stacja robocza do przeglądania danych



WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI W JEDNYM SYSTEMIE

- EKG spoczynkowe z programem do analizy ETM firmy SCHILLER oraz modułu ETM Sport umożliwiającego automatyczną interpretację wyników badań sportowców
- Rejestracja rytmu spoczynkowego do 20 minut z opcjonalnym wykrywaniem arytmii
- Ramka EKG: 10 sekund zapisu EKG z rytmu spoczynkowego
- EKG wysiłkowe z opcjonalnym wykrywaniem arytmii
- EKG wektorowe (opcjonalnie)
- Spirometria bazująca na technologii ultradźwiękowej SpiroScout SP plus (opcjonalnie)



STACJA ROBOCZA DO PRZEGLĄDANIA DANYCH

Urządzenie CARDIOVIT CS-104 oferuje zaawansowane funkcje przeglądania zarówno danych zarejestrowanych lokalnie, jak i zapisów ze wszystkich urządzeń firmy SCHILLER podłączonych do SCHILLER Server. Dwukierunkowa łączność (w tym lista robocza i PDQ) z systemami EMR, HIS i PACS.

BEZPRZEWODOWE EKG

Bezprzewodowy moduł MS-12 blue znacznie upraszcza rejestrację EKG, pozwalając użytkownikowi na swobodne funkcjonowanie w dowolnym środowisku i minimalizując artefakty ruchowe.

Spirometr ultradźwiękowy
SpiroScout SP plus

Czy to leżąc na łóżku, czy biegając na bieżni, pacjent ma największe możliwości ruchu i prawie nie będzie odczuwał tego niewielkiego i lekkiego urządzenia (115 g).

SZWAJCARSKA JAKOŚĆ – URZĄDZENIE GOTOWE DO UŻYTKU

Wraz z urządzeniem CARDIOVIT CS-104 firma SCHILLER oferuje kompletny system EKG, gotowy do użycia w gabinetach, klinikach i szpitalach.

Urządzenie składa się z komputera, monitora, wózka i bezprzewodowego (MS-12 blue) lub przewodowego (MS-12 USB) modułu do rejestracji. Do pozyskania zapisu EKG może być także zastosowany aparat EKG model CARDIOVIT FT-1 (opcja). Wszystkie elementy systemu dostarczamy zainstalowane i przetestowane przez firmę Schiller i dzięki temu jest on natychmiast gotowy do podjęcia pracy.

System CARDIOVIT CS-104 to także oprogramowanie komputerowe do rejestracji spoczynkowego EKG oraz oprogramowanie do badań spirometrycznych.

Intuicyjny i
konfigurowalny
interfejs użytkownika

Miękki uchwyt
umieszczony
na regulowanej
wysokości

Niewielki, ale wydajny
moduł bezprzewodowej
rejestracji EKG
z podglądem sygnału
na ekranie i wskazówkami
dotyczącymi jakości
podłączenia

Przezroczysty pojemnik
do przechowywania
i transportu artykułów
medycznych

Łatwo przesuwające
się kółka umożliwiają
płynne manewrowanie
wózkiem





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

Dostępność urządzenia na danym rynku jest zależna od zatwierdzenia przez organy rejestracyjne.

