



CARDIOVIT CS-200 Office

Acquisizione ECG wireless




CARDIOVIT CS-200 OFFICE

CARDIOVIT CS-200 Office offre capacità diagnostiche all'avanguardia per l'acquisizione wireless di ECG a 12 derivazioni a riposo e da sforzo. La scelta è vostra: Che utilizzate il software su qualsiasi computer portatile o il pacchetto integrato su un PC medico, è la soluzione perfetta per medici di base, personale clinico e ospedali.



MS-12 BLUE



**PASSA TRA DUE LAYOUT DELLO
SCHERMO PERSONALIZZABILI CON IL
TOCCO DI UN TASTO**

ACQUISIZIONE ECG CON LA MASSIMA LIBERTÀ

Con l'introduzione di MS-12 blue, SCHILLER offre una nuova soluzione che semplifica enormemente l'acquisizione ECG.

- ❖ Consente di lavorare liberamente in qualsiasi ambiente senza il problema della lunghezza del cavo.
- ❖ MS-12 blue, così piccolo da stare in una mano e con un peso di soli 115 g, viene posto sul letto o sul corpo del paziente durante l'acquisizione dell'ECG.
- ❖ L'artefatto di movimento è ridotto al minimo senza il collegamento di un cavo analogico e con un cavo paziente estremamente leggero.
- ❖ Una carica della batteria garantisce il funzionamento continuo per oltre 36 ore e per più di una settimana in modalità di risparmio energetico.

STRUMENTI CLINICI AVANZATI

CS-200 Office può essere integrato con funzioni software di alto livello:

- ❖ Interpretazione ETM
- ❖ ETM sport
- ❖ ECG da sforzo a 12 derivazioni
- ❖ ECG vettoriale 3D
- ❖ Rilevamento e classificazione dell'aritmia
- ❖ Fattori di rischio

FLUSSO DI LAVORO DEFINITO DALL'UTENTE (SENZA STAMPE O CARTA)

CARDIOVIT CS-200 Office soddisfa le esigenze di ogni utente grazie a un'interfaccia utente personalizzabile, alla stampa di fasi e referti con stampante laser e alla connettività ottimale con EMR, PACS, HIS o sistema di gestione dati SEMA di SCHILLER.

SOLUZIONI PER QUALSIASI AMBIENTE

CS-200 Office può essere facilmente installato sul vostro computer portatile o PC oppure acquistato come sistema pronto all'uso, comprendente un robusto carrello e un PC con touch screen da 21,5" e software preinstallato (vedere la figura).

Nota:

CARDIOVIT CS-200 Office è disponibile anche con MS-12 USB (connessione USB).

Touch screen da 21,5" ad alta risoluzione facile da pulire.

Interfaccia utente chiara e intuitiva adatta al touch screen.

Layout dello schermo e flusso di lavoro definiti dall'utente.

Maniglia morbida con altezza regolabile.

MS-12 blue: modulo di acquisizione ECG wireless piccolo ma potente, con visualizzazione del segnale su schermo e assistente di collegamento.

Supporto per alimentatore e cavi del PC.

Contenitore trasparente per conservare e trasportare gli articoli medici.



Ruote scorrevoli per manovrare facilmente il carrello.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com



SCHILLER

The Art of Diagnostics