

SCHILLER

Home

Patient

DIAGNOSTIC STATION DS20

Design pratique et moderne réunissant les
fonctions les plus courantes

BP
Hg

Start BP

100

120

120 / 80

160

200

(92)

Mode: Manual

07:55

HR
bpm

80

SpO2
% Normal

SpCO
%

2

RR
rpm

15

TEMP
°C

37.0

07:59

WEIGHT
kg

72.6

07:55





SCHILLER

The Art of Diagnostics

DIAGNOSTIC STATION DS20

La STATION DE DIAGNOSTIC DS20 de SCHILLER simplifie vos tâches quotidiennes

- ❖ La plupart des paramètres vitaux et outils d'évaluation physique réunis en un seul appareil.
- ❖ Idéal pour le dépistage d'arythmies et de fibrillations auriculaires: un canal ECG pour l'affichage, le stockage et l'impression, avec seulement 3 électrodes, sans avoir à dévêtir le patient.
- ❖ Large écran tactile interactif et interface utilisateur explicite pour un maximum de convivialité.



RAPIDE ET FACILE À UTILISER

Le DS20 détecte immédiatement les capteurs connectés et affiche automatiquement la valeur correspondante. Cette opération rapide facilite l'ajout ou le retrait de divers paramètres.

Grâce aux commandes intuitives de l'appareil, l'utilisation du DS20 de SCHILLER est explicite et requiert peu d'entraînement. L'écran tactile large et interactif est très facile à utiliser.

MESURES SIMPLES À EFFECTUER

Le large écran couleur haute résolution permet de facilement enregistrer et sélectionner des ECG de qualité supérieure.

- ❖ 1. Enregistrement
- ❖ 2. Visualisation
- ❖ 3. Stockage ou exportation en tout lieu

CONNECTÉ

La STATION DE DIAGNOSTIC DS20 est un appareil réseau. La connectivité sans interruption vers les DME, PACS, SIH et le système d'information SEMA3 de SCHILLER est possible, tandis que la communication bidirectionnelle permet d'accéder facilement aux données et le réseau Wi-fi hautement sécurisé facilite une transmission des données directe et rapide.

EXPANSIBLE

De nouvelles fonctions ou d'autres appareils, voire de futurs développements technologiques, peuvent facilement y être ajoutés. Le DS20 effectue les fonctions les plus fréquentes et répond aux nouvelles exigences au fur et à mesure qu'elles sont introduites au sein de votre institution.

Écran tactile multipoint 18.5po, réactif et à haute résolution. (Clavier et/ou souris également disponibles.)

Le DS20 permet d'effectuer un ECG de repos 12 dérives avec interprétation complexe, ainsi que le rythme de repos.

Le spiromètre permet de mesurer, d'enregistrer et d'évaluer les courbes débit-volume et volume-temps.

Oxymétrie de pouls: choix de capteurs Masimo ou Nellcor. Paramètre SpCO Masimo Rainbow disponible en option.

Thermométrie non-invasive de l'artère temporale pour une mesure rapide et précise de la température grâce à un balayage léger du front.

«Analyse de l'onde de pouls» (AOP), analyse de la vitesse de l'onde de pouls et mesure de la tension artérielle en un seul appareil.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

Article no.: 2.500593
2017/05, FR



SCHILLER
The Art of Diagnostics