

SCHILLER

Home

Patient

DIAGNOSTIC STATION DS20

Il design moderno e pratico
racchiude le funzioni più richieste

BP
Hg

Start BP

100

120

120 / 80

160

200

(92)

Mode: Manual

7:55

HR
bpm

80

SpO2
% Normal

SpCO
%

2

RR
rpm

15

TEMP
°C

37.0

07:59

WEIGHT
kg

72.6

07:55





SCHILLER

The Art of Diagnostics

DIAGNOSTIC STATION DS20

LA STAZIONE DIAGNOSTICA DS20
semplifica l'attività giornaliera:

- ❖ Strumenti principali di monitoraggio dei parametri vitali e di valutazione fisica raggruppati in un unico dispositivo
- ❖ Ideale per lo screening dell'aritmia e della fibrillazione atriale: un canale ECG per la visualizzazione, l'archiviazione e la stampa, con soli 3 elettrodi e senza dover svestire il paziente
- ❖ Ampio touch screen interattivo e interfaccia utente autoesplicativa per la massima semplicità d'uso



RAPIDA E FACILE DA UTILIZZARE

La stazione diagnostica DS20 rileva immediatamente i sensori collegati e visualizza automaticamente il valore corrispondente.

Questo rapido funzionamento consente di aggiungere o eliminare facilmente i parametri. Grazie alla interfaccia utente intuitiva, SCHILLER DS20 è autoesplicativa e richiede un livello di formazione minimo. L'ampio touch screen interattivo supporta la massima semplicità d'uso.

MISURAZIONE CON UN SOLO TOCCO

Con un semplice tocco sull'ampio display a colori ad alta risoluzione, si accede alla fase di registrazione e di selezione degli ECG di altissima qualità.

- ❖ 1. Eseguire
- ❖ 2. Rivedere
- ❖ 3. Salvare o esportare laddove si desidera

CONNESSA

La STAZIONE DIAGNOSTICA DS20 è un dispositivo collegato in rete. Supporta la completa connettività ai sistemi EMR, PACS, HIS o al Sistema Informativo Cardiologico SEMA3 di SCHILLER; la comunicazione bidirezionale permette un facile accesso ai dati, mentre la rete Wi-Fi con potenti funzioni di sicurezza consente una trasmissione rapida e diretta.

ESPANDIBILE

Possibilità di aggiungere facilmente nuove funzioni e altri dispositivi e persino sviluppi tecnologici futuri. La stazione diagnostica DS20 è predisposta per le funzioni più comuni ed è in grado di soddisfare i nuovi requisiti che si presenteranno nel vostro istituto.

Schermo multi-touch reattivo e ad alta risoluzione da 18,5 pollici

Oltre al ritmo a riposo, il DS20 offre un ECG a riposo a 12 derivazioni opzionale con un'interpretazione sofisticata

Test spirometrici completi (FVC, SVC, Pre/Post)

Pulsossimetria: scelta tra la tecnologia Masimo o Nellcor. Parametri Masimo Rainbow SpCO disponibili opzionalmente

Termometria non invasiva dell'arteria temporale per una temperatura rapida e precisa con un'accurata scansione della fronte

Analisi dell'onda di polso (PWA), analisi della velocità dell'onda di polso e misurazione della pressione sanguigna in un unico strumento





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
 Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co.,Ltd.
 100015 Beijing, China
 Phone +86 010 52007020
 Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 125040 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
 Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydani-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
 Bells Hill, ML4 3PR
 Phone +44 1698 744 505
 Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

Article no.: 2.500824
 2017/05_EN



SCHILLER
 The Art of Diagnostics