

SCHILLER

Home

Patient

STACJA DIAGNOSTYCZNA DS20

Najczęściej wykorzystywane funkcje i nowoczesne, praktyczne wzornictwo

BP
Hg

Start BP

100

120

120 / 80

160

200

(92)

Mode: Manual

07:55

HR
bpm

80

SpO2
% Normal

SpCO
%

2

RR
rpm

15

TEMP
°C


37.0

07:59

WEIGHT
kg

72.6

07:55





SCHILLER

The Art of Diagnostics

STACJA DIAGNOSTYCZNA DS20

STACJA DIAGNOSTYCZNA DS20 FIRMY SCHILLER ułatwia codzienną pracę:

- Główne parametry życiowe i narzędzia do oceny fizycznej w jednym urządzeniu
- Idealna do oceny przesiewowej pod kątem arytmii i migotania przedsionków: jeden kanał EKG do wyświetlenia, zapisu i drukowania, tylko z 3 elektrodami i bez rozbierania pacjenta
- Duży, interaktywny ekran dotykowy oraz intuicyjny interfejs użytkownika maksymalnie ułatwiają obsługę



SZYBKA I ŁATWA W UŻYCIU

Urządzenie DS20 natychmiast wykrywa podłączone czujniki i automatycznie wyświetla odpowiednią wartość. Szybko i łatwo można dodawać lub usuwać parametry pomiarowe.

Dzięki intuicyjnemu prowadzeniu użytkownika obsługa urządzenia DS20 firmy SCHILLER wymaga jedynie minimalnego przeszkolenia. Duży, interaktywny ekran dotykowy zapewnia najwyższy komfort użytkowania.

POMIAR ZA JEDNYM DOTKNIĘCIEM

Wystarczy dotknąć dużego, kolorowego wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości, aby rozpocząć rejestrację najwyższej jakości EKG.

- ❖ 1. Wykonaj badanie
- ❖ 2. Oceń
- ❖ 3. Zapisz lub wyeksportuj w dowolny sposób

ZAWSZE PODŁĄCZONA

STACJA DIAGNOSTYCZNA DS20 to urządzenie sieciowe. Możliwa jest płynna łączność z EMR, PACS, HIS jak i systemem informacji kardiologicznej SCHILLER SEMA, a dwukierunkowa komunikacja pozwala na łatwy dostęp do danych. Obsługa sieci WiFi z silnym zabezpieczeniem zapewnia bezpośrednio i szybka transmisję danych.

ŁATWA ROZBUDOWA

Łatwe dodawanie nowych funkcji i innych urządzeń lub przyszłych rozwiązań technologicznych. Urządzenie DS20 jest gotowe do obsługi najczęściej używanych funkcji i będzie spełniało nowe wymagania w miarę ich pojawiania się w danej placówce.

18,5-calowy czuły ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości z funkcją multi-touch.

Urządzenie DS20 oferuje opcjonalnie 12-odprowadzeniowe spoczynkowe EKG z zaawansowaną interpretacją, jak również zapis rytmu spoczynkowego.

Pełne badanie spirometryczne (FVC, SVC, pre/post).

Pulsoksymetria: wybór technologii Masimo lub Nellcor. Opcjonalnie dostępny parametr Masimo Rainbow SpCO.

Nieinwazyjny, szybki i dokładny pomiar temperatury na tętnicy skroniowej.

«Analiza fali tętna» (PWA) – analiza prędkości fali tętna z jednoczesnym, nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schillerz.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillerm.de
www.schillerm.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

Dostępność urządzenia na danym rynku jest zależna od zatwierdzenia przez organy rejestracyjne.



SCHILLER
The Art of Diagnostics