

ERG 910 PLUS ERG 911 PLUS

Silencieux, compacts, configurables



SCHILLER
The Art of Diagnostics

ERG 910 PLUS

ERG 911 PLUS

Ces ergomètres complètent parfaitement les systèmes d'ECG d'effort et d'ergo-spiro de SCHILLER :

- ❖ utilisation facile grâce à l'écran tactile
- ❖ fonctions d'ergonomie
- ❖ silencieux et confortables
- ❖ compacts et stables



Structure interne : masse giratoire optimale et entraînement par courroie

Les ergomètres ERG 910 plus et ERG 911 plus ont été développés pour une utilisation en service de cardiologie. Grâce à une structure en tubes d'acier qui leur confère une grande stabilité, ces systèmes sont parfaitement adaptés aux patients pesant jusqu'à 160 kg, voire 200 kg avec le stabilisateur (en option). Le format compact des unités permet de limiter l'encombrement au sol.

DEUX MODES DE FONCTIONNEMENT

- ❖ Mode à distance à l'aide d'un appareil maître (ECG, PC, etc.)
- ❖ Mode autonome à l'aide d'un protocole d'étapes défini par l'utilisateur ou d'un contrôle de charge manuel

Une masse giratoire optimale pour un confort de pédalage exceptionnel. Grâce à l'entraînement par

courroie, les unités ne nécessitent aucun entretien et sont très silencieuses.

FONCTIONS D'ERGONOMIE

- ❖ Châssis près du sol pour un accès facile
- ❖ Position assise ergonomique pour les patients mesurant entre 1,40 m et 2,10 m avec selle enfant et pédales (en option) pour les patients mesurant entre 1,20 m et 1,40 m
- ❖ Guidon réglable (à 360°)
- ❖ Réglage électrique de la hauteur de selle (en option, uniquement pour l'ERG 911 plus)

PANNEAU DE COMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

Toutes les données d'exercice importantes (tension artérielle, fréquence cardiaque, cadence de pédalage, codes couleur de cadence de

pédalage appropriée) sont affichées à l'écran. La mesure de la tension artérielle et le réglage électrique de la hauteur de selle sont commandés par l'écran tactile. Le panneau de commande est orientable à 180°.

FONCTIONS DE DIAGNOSTIC ET DE SURVEILLANCE

- ❖ Mesure de la SpO₂ avec oxymètre à fixer au doigt ou à l'oreille (en option)
- ❖ Mesure de la tension artérielle avec déclencheur QRS (en option)

CONNECTIVITÉ

Les ergomètres peuvent être connectés à l'appareil maître via Bluetooth ou RS-232.

ERG 910 PLUS

- ❖ Plage de charge 20-500 watts, en option 20-999 watts

ERG 911 PLUS

- ❖ Plage de charge 20-999 watts
- ❖ Hauteur de guidon réglable
- ❖ Options : Hauteur de selle à réglage électrique





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydani-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Anstruther, Fife KY10 3H
 Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Les images peuvent être représentatives. Certains produits peuvent ne pas être autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et la disponibilité.

