


MTM-1500 MED MTM-1400 MED

Treadmill di alta qualità e bassa manutenzione



SCHILLER
The Art of Diagnostics

SCHI
MT

MTM-1500 MED

SICURO - PRECISO - SILENZIOSO

Il treadmill ergometro di SCHILLER MTM-1500 med è studiato per i test da sforzo nella medicina sportiva, in cardiologia, fisioterapia e nell'allenamento di fitness. L'ergometro è dotato e testato con i sistemi di sicurezza più aggiornati ed è stato prodotto secondo requisiti di qualità rigorosi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ❖ Compatibili con tutti i dispositivi ECG da sforzo SCHILLER
- ❖ Con trasformatore di equalizzazione del potenziale per isolare il potenziale dalla rete, in conformità con IEC 60601-1
- ❖ Controllo automatico da computer con interfaccia RS-232 (cavo di interfaccia da 5 m incluso)
- ❖ Pulsante di arresto di emergenza, regolabile
- ❖ Corrimano in tubo d'acciaio: può essere montato sul lato destro o su quello sinistro. Opzionalmente, è disponibile un secondo corrimano.
- ❖ Meccanismo di centraggio automatico per il tappeto

VANTAGGI:

- ❖ Lunghissima durata grazie a una qualità di fabbricazione eccellente
- ❖ Eccellente rapporto prezzo / prestazioni
- ❖ Estrema sicurezza
- ❖ Azionamento quasi completamente silenzioso
- ❖ Motore senza necessità di manutenzione
- ❖ Design moderno
- ❖ Generazione di rapporti con il software da terminale



MTM-1400 MED

IL NUOVO TREADMILL SCHILLER MTM-1400 MED

STABILE E A BASSA MANUTENZIONE

Il treadmill MTM-1400 med ha un telaio robusto che lo rende praticamente indistruttibile. Richiede pochissima manutenzione e offre al corridore o al paziente una corsa confortevole grazie alla sua costruzione avanzata. MTM-1400 med si distingue per la sua corsa regolare, numerose funzioni, un motore robusto e un design senza tempo.

TREADMILL PER USO MEDICO

Come dispositivo medicale, è particolarmente idoneo per l'uso in cardiologia, neurologia, riabilitazione cardiaca e fisioterapia. L'interfaccia del treadmill ergometro SCHILLER MTM-1400 med consente il collegamento a ECG, sistemi di ergospirometria, dispositivi di misurazione della pressione arteriosa e programmi software tramite il protocollo coscom®.

CORRIMANO PER BAMBINI PER LA RIABILITAZIONE PEDIATRICA

I corrimano per bambini sono disponibili come opzione supplementare (solo in combinazione con l'arco di sicurezza). Con questa opzione, il treadmill MTM-1400 med può essere usato per la riabilitazione pediatrica. I bambini possono afferrarsi al corrimano laterale e anteriore, mentre camminano sul treadmill, e avvertire sempre una sensazione di sicurezza e controllo.

NUMEROSE OPZIONI AGGIUNTIVE

Il treadmill MTM-1400 med può essere personalizzato per il proprio campo di applicazione – che si tratti di riabilitazione, diagnostica cardiopolmonare per pazienti o fitness – grazie alle numerose opzioni aggiuntive.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramerica.com
 www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schillerla.ch
 www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 Fax +603 6272 2030
 sales@schiller.com.my
 www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99
 Fax +43 732 757 000
 sales@schiller.at
 www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co., Ltd.
 100015 Beijing, China
 Phone +86 010 52007020
 Fax +86 010 52007020-8016
 info@schillerchina.com
 www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 Fax +385 1 309 66 60
 info@schillerzg.hr
 www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
 F-67162 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 Fax +33 3 88 63 36 49
 info@schiller.fr
 www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 Fax +33 1 64 66 50 10
 contact@schillerfrance.fr
 www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 Fax +49 89 609 50 90
 info@schillermed.de
 www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
 H-1141 Budapest
 Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
 Fax +36 1 383 4778
 info@schillerhungary.hu
 www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 Fax +91 22 2920 9142
 sales@schillerindia.com
 www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 Fax +48 22 843 20 89
 schiller@schiller.pl
 www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 125124 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 Fax +7 (495) 956 29 10
 mail@schiller.ru
 www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 Fax +381 11 39 79 518
 info@schiller.rs
 www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 Fax +386 2 843 00 57
 info@schiller.si
 www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 Fax +34 91 355 79 33
 schiller@schiller.es
 www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8953 Dietikon
 Phone +41 44 744 30 00
 Fax +41 44 740 37 10
 sales@schiller-reomed.ch
 www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydanı-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
 info@schiller.com.tr
 www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
 Bells Hill, ML4 3PR
 Phone +44 1698 744 505
 Fax +44 1698 744 474
 sales@schilleruk.com
 www.schilleruk.com

Article no.: 2.500751
 2018/01, IT



SCHILLER
 The Art of Diagnostics