



Système de gestion de la réadaptation



SCHILLER
The Art of Diagnostics

Système de réadaptation

Le système SRMS (SCHILLER Rehabilitation Management System) de SCHILLER repose sur une conviction : la technologie doit vous permettre de vous rapprocher de vos patients et ainsi d'accélérer leur guérison.

Les directives de qualité en matière de réadaptation cardiaque imposent des exigences strictes aux systèmes utilisés. C'est pourquoi l'acquisition et le stockage de données complètes revêtent une importance particulière. Qu'il s'agisse de la création assistée par carte à puce de protocoles d'entraînement individuels, du suivi fiable des patients, du contrôle automatique des ergomètres et des tapis roulants connectés et de la surveillance complète des séances d'entraînement, aucun compromis n'est acceptable.

Les étapes manuelles fastidieuses impliquées dans la création des rapports sont éliminées. Le SRMS est une application basée sur Windows qui comporte des icônes familières et une interface intuitive, ce qui vous permet de saisir les données patient, gérer les séances d'exercice et compléter les rapports de résultats en toute simplicité. Le système est hautement configurable : vous pourrez ajouter des stations de monitoring supplémentaires à mesure que l'effectif augmente ou bien une station d'administration dédiée à la mise à jour des graphiques.


Une formation, un service et une assistance de premier ordre

Pour travailler, vous devez disposer d'informations fiables et précises et d'un système sur lequel vous pouvez compter. L'achat de notre système inclut une formation pratique initiale pour la prise en main du nouveau système et une formation de suivi dans les six mois pour nous assurer que vous en tirez pleinement parti.



Avantages du système SRMS de SCHILLER

- Écran haute résolution pouvant être agrandi par double-clic
- Méthodes d'entraînement médical modernes
- Utilisation simultanée de max. 16 ergomètres (8 ergomètres par moniteur)
- Programmes d'entraînement contrôlés en fonction du pouls et de la charge
- Gestion rapide des patients
- Répartition en groupes
- Un seul utilisateur par carte à puce





- Programmes pour tapis roulant
- Programme d'entraînement IDE
- Configuration intuitive des entraînements
- Modification des paramètres en cours d'entraînement
- Module de diagnostic et de documentation
- Superposition des séances d'entraînement (séance initiale/finale)
- Tableau d'évaluation regroupant toutes les mesures importantes
- Protocole de rythme avec fonction zoom
- Toutes les données sont compressées et enregistrées dans une base de données SQL

Ergomètre ERG 911

Les cliniciens du monde entier font confiance à notre ergomètre. Vos patients apprécieront le sentiment de solidité et de sécurité que leur offre l'ergomètre ERG 911.

- Les ergomètres de réadaptation modulaires de la gamme de produits SCHILLER garantissent une sécurité optimale et un fonctionnement sans faille, même sous charge continue.
- Leur conception ergonomique et la fonctionnalité de double réglage du guidon (en hauteur et en angle) assurent une position assise idéale, quelle que soit la taille du patient.
- L'ergomètre est disponible avec une selle en option dont la hauteur peut être ajustée électroniquement. Cela permet à des personnes âgées ayant des difficultés à mouvoir leurs membres inférieurs de monter facilement sur l'ergomètre.
- L'amplificateur ECG sans fil (ceinture thoracique ECG en option) enregistre l'ECG sans interférence.

- De nombreux autres accessoires et options, notamment la mesure automatique de la pression artérielle, la mesure de la SpO₂ ou des pédaaliers réglables, sont disponibles afin que vous puissiez configurer nos systèmes d'exercice en fonction de vos exigences.

SCHILLER peut vous proposer des conceptions d'ergomètre et de tapis roulant spécifiques. Elles sont compatibles avec notre système SRMS et incluent :

- l'ergomètre à manivelle ERG 911 HKE qui peut être équipé d'un système d'installation pour fauteuil roulant.
- l'ergomètre SEAT ERG 911 Comfort, adapté aux patients corpulents (jusqu'à 300 kg).
- tapis roulant



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86-10-84565453
info@schillermedical.com
www.schillermedical.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.ch



Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 954 673 0358
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.com
www.schillerla.ch



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydanı-Sisli - İstanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com



USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

