




# SENTIOWEB™

Soluzione streaming on-line



**SCHILLER**  
The Art of Saving Lives

# SentioWeb™

## MIGLIORARE IL PERCORSO DEL PAZIENTE

SentioWeb™ è stato sviluppato per aiutare i professionisti sanitari e dell'emergenza a prendere decisioni corrette sulla terapia appropriata nel più breve tempo possibile. I dati trasmessi in tempo reale dai dispositivi SCHILLER sono accessibili da remoto tramite un browser web, consentendo ai professionisti sanitari esperti di fornire un feedback immediato al team sul campo.

## UNA SOLUZIONE PROGETTATA PER I SERVIZI MEDICI DI EMERGENZA

Durante un intervento di emergenza, il defibrillatore trasmette i dati vitali del paziente a una postazione remota dove il personale ospedaliero può monitorare le sue condizioni. In questo modo, sia gli operatori sul campo che i professionisti remoti hanno accesso simultaneo agli stessi dati vitali. Grazie alla visualizzazione continua e

dettagliata delle condizioni del paziente, SentioWeb™ migliora il coordinamento e il processo decisionale. Sia sul campo che in ospedale, lo staff medico è in grado di rispondere in modo più rapido ed efficiente, garantendo il miglior esito possibile per i pazienti.







Diretta streaming  
da remoto



Visualizzazione  
accurata delle  
forme d'onda e dei  
parametri vitali



ECG a riposo e  
referti di  
intervento



Immagini e appunti  
dal campo



Geolocalizzazione



Visualizzazione da  
diversi dispositivi

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### Visualizzazione di molteplici dispositivi:

I dati provenienti di molteplici dispositivi medici possono essere visualizzati su un pannello di controllo unificato.

### Mappatura automatica e geolocalizzazione:

Tracking in tempo reale degli spostamenti delle squadre di emergenza su una mappa.

### Integrazione perfetta del dispositivo:

Compatibile con apparecchiature all'avanguardia. SentioWeb™ consente una trasmissione sicura dei dati in situazioni critiche.

### Immagini e appunti:

Possibilità di inviare immagini e appunti dalla scena dell'incidente per facilitare la comunicazione e migliorare l'assistenza post-soccorso.

## CYBERSECURITY DI ALTO LIVELLO

SentioWeb™ è cybersicuro grazie alle seguenti caratteristiche:

- ❖ Controllo dell'accesso basato sul ruolo
- ❖ Trasmissione dati criptata tramite TLS
- ❖ Server cloud su HDS (Health Data Host) o opzioni di installazione locale
- ❖ Segue le linee guida GDPR



**Americas**  
SCHILLER Americas Inc.  
Doral, Florida 33172

**North America:**

Phone +1 786 845 06 20  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com

**Latin America & Caribbean**

Phone +1 305 591 11 21  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com



**Asia**  
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Austria**  
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 70 99 0  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**China**  
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.  
100102 Beijing, China  
Phone +86 10 84565453  
info@schillerchina.com  
www.schillermedical.cn



**Croatia**  
SCHILLER d.o.o.  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
info@schiller.hr  
www.schiller.hr



**France**  
SCHILLER Médical  
F-67160 Wissembourg  
Phone +33 3 88 63 36 00  
info@schiller.fr  
www.schiller-medical.fr



**France (distribution France)**  
SCHILLER France S.A.S.  
F-77608 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
contact@schillerfrance.fr  
www.schiller-france.com



**Germany**  
SCHILLER Medizintechnik GmbH  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81 0  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**India**  
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.  
Mumbai - 400 059, India  
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Poland**  
SCHILLER Poland Sp. z o.o.  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
AO SCHILLER.RU  
119049 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
mail@schiller.ru  
www.schiller.ru



**Serbia**  
SCHILLER d.o.o.  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
SCHILLER d.o.o.  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Spain**  
SCHILLER ESPAÑA, S.A.  
ES-28232 Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Switzerland**  
SCHILLER Schweiz AG  
CH-8912 Obfelden  
Phone +41 44 744 30 00  
sales@schiller-schweiz.ch  
www.schiller-schweiz.ch



**Turkey**  
SCHILLER TÜRKİYE  
Okmeydanı-Sisli - İstanbul  
Phone +90 212 210 8681  
info@schiller.com.tr  
www.schiller-turkiye.com



**United Kingdom**  
SCHILLER UK Ltd.  
Bromborough, Wirral,  
Merseyside, CH62 3RJ  
Phone +44 1333 312150  
sales@schilleruk.com  
service@schilleruk.com  
www.schilleruk.com

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo. Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati per la vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le ultime informazioni sulla disponibilità.



**SCHILLER**  
The Art of Saving Lives

